

静脈栄養オーダーの実際例



体重60kg
目標設定

エネルギー 60kg × 30 = 1800kcal
アミノ酸 60kg × 1.0 = 60g
水分 60kg × 30 = 1800ml

Step1

ソリタT3

1袋あたり
エネルギー
アミノ酸
水分

86kcal
0g
500ml



サブビタン

Step2

ビーフリード

420kcal
30g
1000ml



側管

Step3

PNツイン1号

560kcal
20g
1000ml



マルタミン
メドレニック

Step4

PNツイン2号

840kcal
30g
1100ml



イントラリポス | 投与速度
200kcal | 0.5 × 体重ml/hr

合計

エネルギー
アミノ酸
水分

344kcal
0g
2000ml

1040kcal
60g
2000ml

1320kcal
40g
2000ml

1880kcal
60g
2200ml



体重40kg
目標設定

エネルギー 40kg × 30 = 1200kcal
アミノ酸 40kg × 1.0 = 40g
水分 40kg × 30 = 1200ml

持続点滴の
時間輸液量は
1日量ml/24hr

2000ml/日
→80ml/hr

1500ml/日
→60ml/hr



プラスアミノ



204kcal
13.5g
500ml



60ml/hrで持続点滴し残り破棄

合計

エネルギー
アミノ酸
水分

258kcal
0g
1500ml

824kcal
43.5g
1500ml

1040kcal
30g
1500ml

1345kcal
40.9g
1500ml